



Landeshauptstadt  
München  
**Referat für Gesundheit  
und Umwelt**

# Schutzhandschuhe

---

Margit Schneider  
Silke Hildebrandt  
Infektionshygiene  
Referat für Gesundheit und Umwelt  
Landeshauptstadt München



# Schutzhandschuhe

---





# Schutzhandschuhe

---

- Rechtliche Grundlage
  - ★ TRBA 250
  - ★ KRINKO Empfehlung



# Schutzhandschuhe

---

- Einmalprodukt **ist immer zu bevorzugen**
- Mehrwegprodukt
  - ★ Aufbereitung nur möglich, wenn vom Hersteller eine Freigabe mit entsprechender Verfahrensanweisung vorhanden ist
- Medizinprodukt ?



# Schutzhandschuhe

- Material
  - ★ PVC
  - ★ Latex
  - ★ Nitril
  - ★ Polyäthylen
  - ★ Neopren
- Verpackung



# Schutzhandschuhe

- CE Kennzeichnung
  - ★ Conforme Europeenne
  - ★ Befindet sich bei den Einweghandschuhen auf der Verpackung
- EG Verordnung 765/2008 Artikel 30

## Vorgeschriebene Kennzeichnung eines Schutzhandschuhes:

CE-Zeichen (+4-stellige Nummer bei Schutz vor tödlichen Risiken)

Eindeutige Art-Bezeichnung  
(Name und/oder Art.-Nr.) des Herstellers

Herstellername oder dessen Markennamen



Handschuhgröße

Andruckung der relevanten Normen bzw. deren Pikogramme

Hinweis auf und Vorhandensein der Gebrauchsanleitung



# Schutzhandschuhe





# Schutzhandschuhe

---

- Gefährdungsbeurteilung für die jeweilige Tätigkeit
- Händedesinfektion vor Anlegen der Schutzhandschuhe.
- Nur unbeschädigte, innen saubere und trockene Schutzhandschuhe benutzen.
- Schutzhandschuhe nur mit sauberen, trockenen Händen anziehen.



# Schutzhandschuhe bei Mehrwegnutzung

---

- Verschwitzte Schutzhandschuhe wechseln oder dünne Baumwollunterzieh - Handschuhe tragen. Diese nach der Benutzung trocknen lassen.
- Nur die persönlich zugeordneten Schutzhandschuhe benutzen.



# Schutzhandschuhe

---

- Stulpe von Chemikalienschutzhandschuhen umschlagen.





# Schutzhandschuhe

- Maximale Tragedauer von Chemikalienschutzhandschuhen beachten.

Chemikalie	Zustand	Natur-latex I	Natur-latex II	Chloropren Nitril II	Chloropren	Nitril I	Nitril II	Nitril III	Nitril VI	Nitril V	Viton	Butyl II	Butyl
													
		0395 0403	0706 0708	0717	0720 0722 0723 0725 0726	0730 0732 0733 0736 0737 0738 0739 0836	0740 0741 0742 0759	0743	0754	0764	0890	0897	0898
		Min.	Min.	Min.	Min.	Min.	Min.	Min.	Min.	Min.	Min.	Min.	Min.
APESIN AP 100 20 G 84665-66-7, 88-99-3, 2311-91-3, 12068-03-0	fest	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)
APESIN AP 100 20 G Lösung in Wasser	flüssig	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)
Incidin Active 15630-89-4, 77-92-9, 497-19-8, 95-14-7	fest	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)		480 (+)	480 (+)	480 (+)
Incidin Active Lösung 1 % und 2 %	flüssig	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)	480 (+)



# Schutzhandschuhe

---

- Einmalhandschuhe nur einmal verwenden
- Benutzte Handschuhe so ausziehen, dass ein Kontakt mit den anhaftenden Arbeitsstoffen vermieden wird
- Händedesinfektion
- Bei Hautproblemen Vorgesetzten und Betriebsarzt informieren




# Schutzhandschuhe

Wussten Sie schon?



Das **zu häufige**  
und **zu lange**  
Tragen von  
Handschuhen  
führt zu  
**Hautschäden**  
(Feuchtarbeit).

© ASH 2008-2013



**DGKH-Sektion „Hygiene in der ambulanten und stationären  
Kranken- und Altenpflege/Rehabilitation“  
im Konsens mit dem DGKH-Vorstand**

# **Kleidung und Schutz- ausrüstung für Pflegeberufe aus hygienischer Sicht**

**Aktualisierte Fassung Juli 2016**

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit